



Herstellerkompetenz,  
der man vertraut.

[www.gfa-steriltechnik.de](http://www.gfa-steriltechnik.de)

# Perfektion im Design.

Seit über 20 Jahren hat sich die GFA Steriltechnik GmbH & Co. KG als solides, mittelständisches Unternehmen in der Sterilbranche einen Namen gemacht. In intensiver und vertrauensvoller Zusammenarbeit werden die Vorstellungen unserer Kunden in Edelstahl umgesetzt.

Die Produktpalette der GFA Steriltechnik ist pharmagerecht, aseptisch und mit allen Materialzeugnissen nach FDA- und GMP-Richtlinien gefertigt.

Als zertifizierter Schweißfachbetrieb nach DIN EN ISO 3834-3 werden unsere Schweißnähte von geprüftem Schweißfachpersonal mit entsprechender Schweißnahtdokumentation gefertigt. Endoskopie und Oberflächendokumentationen sind für uns selbstverständlich.

Wir sind Lieferant für Umkehrosmosedruckrohre in 2,5“, 4“ und 8“ Technik. Besonders spezialisiert haben wir uns auf Pharmaproduktbehälter und Fermenter in „Highend“-Ausführung.

Wir beraten und beliefern Sie gerne!

Reinstwasser in  
bester Qualität

## Umkehrosmosedruckrohre

Aus hochwertigem Edelstahl in 1.4404 fertigen wir Umkehrosmosedruckrohre für Reinstwasser in 2,5“, 4“ und 8“ Technik. Die Druckbeständigkeit der Rohre beträgt bis zu 20 bar. Endkappen befinden sich im Klemmanschluss.

Benötigen Sie höhere Druckverhältnisse, können wir Ihnen diese selbstverständlich auch anbieten.

**Info:** Oberfläche innen Ra 0,8 µm, Oberfläche außen Ra 1,6 µm



Für die  
Bevorratung  
von Produkten

## Dosierbehälter

Der Dosierbehälter aus Edelstahl in 1.4435, 1.4404, und 1.4301 ist für die Bevorratung von Produkten vor der Dosierung vorgesehen.

Gerne fertigen wir auch den Dosierbehälter nach Ihren spezifizierten Vorgaben.

**Info:** Oberfläche innen Ra 0,6 µm, Oberfläche außen Ra 1,6 µm



**GFA** Steriltechnik  
Perfektion im Design.

Bockhackerstr. 21  
42499 Hückeswagen

T 02192 201211  
F 02192 859848

info@gfa-steriltechnik.de  
www.gfa-steriltechnik.de

