



Hersteller: GFA-Steriltechnik GmbH & Co.KG
Bockhackerstr. 21, 42499 Hückeswagen

| | |
|----------------------|--------------------|
| Herstellungsjahr: | 2016 |
| Art.-Nr. Hersteller: | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Mediengruppe: | II |
| DGRL 2014/68/EU: | Art. 3 Abs. 3 |

| | I Raum um die Rohre | II Raum in den Rohren | III Raum |
|-------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------|
| Zulässiger Betriebsüberdruck: | -1/3 | -1/6 bar | -- |
| Zulässige Betriebstemperatur: | 5-135°C | 5-80°C | -- |
| Inhalt: | 15 l | 17 l | -- |

| | | | |
|------------------------------|----------|-----------------|-------------|
| Seite 1 von 1 | | Revisionsstand: | |
| Dokumentname: Typenschild | erstellt | | freigegeben |
| | am | 06.03.2020 | 09.03.2020 |
| | von | GFA | |